

	<b>Medsan</b>	<b>Roche</b>	<b>Abbott</b>
Name	<b>MEDsan SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test</b>	<b>SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test</b>	<b>Panbio™ COVID-19 Ag-Schnelltest</b>
Herkunft	Made in Germany	Made in Korea	Made in Korea
Wer darf testen?	medizinisches Fachpersonal	medizinisches Fachpersonal	medizinisches Fachpersonal
Testdauer	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten	15 - 30 Minuten
Testergebnis	in 15 minuten	15 Minuten	15 Minuten
weitere Labore notwendig?	nein	nein	nein
Entnahme	Nasenabstrich / Rachen-Abstrich	Nasenabstrich / Rachen-Abstrich	Nasenabstrich / Rachen-Abstrich
Testform	Immunographischer In-vitro-Test	Lateral flow test / Immunographischer In-vitro-Test	Lateral-Flow-Test
Test Typ	qualitativ	qualitativ	qualitativ
Sensitivität	96,6 %	96,52%	97.1%
Spezifität	99,8 %	99,68%	98.5%
FDA	registriert	??	aufgenommen
Level of Detection (LoD)	10 - 12 pg/ml /14,4 TCID50/ml	494,5 TCID50/ml (3,12 x 10 hoch 2,2)	22,5TCID/swab
	(lowest Level of Detection)		